

弾性ストッキング コンプリネット™ プロ

- ハイソックス レギュラー
- ハイソックス ショート
- ストッキング

足首部の圧迫力を最大に、
大腿部に向けて弱くなる段階的圧迫構造が、
血液循環の促進に役立ちます。*

血行状況を
確認することができるように、
足先に血行モニター用ホールが
ついています。



長期入院の方、手術を受けられる方などの
静脈血流の促進のために！

静脈血還流促進を目的とした適切な圧勾配*

特徴

■段階的な圧迫

足首部が19-24hPa(14-22mmHg)で大腿に向かって徐々に弱くなっていく段階的圧迫構造です。

■ぴったりフィットで快適な履き心地

脚の形に合わせた立体構造です。フィット感がよく、ずれにくくなっています。


■ショートタイプの品揃え

より多くの患者さんへ対応するため、ハイソックスのS, Mサイズにショートタイプがあります。

■幅広く対応するためのサイズ設定

ふくらはぎ周径23~53cmまで幅広く適応します。周径の大きい方にはXLサイズをご用意しました。

■ラテックスフリー



*) 参考文献: 岩井武尚 監修、孟真/佐久田 編集(2020) 新弾性ストッキング・コンダクター[第2版増補版] 株式会社へるす出版 P67




品種表

タイプ	サイズ	コード番号	共通商品コード(JAN)	モニターホール カラーコード(足先部)		包装単位
ハイソックス レギュラー	S	JP-P77026SK	4987350661494	黄	黄	1足 (2本)
	M	JP-P77027MK	4987350661517	白	白	
	L	JP-P77028LK	4987350661531	青	青	
	XL	JP-P77029XLK	4987350665058	緑	緑	
ハイソックス ショート	S	JP-P77026SK1	4987350992178	黄+緑	黄+緑	
	M	JP-P77027MK1	4987350992192	白+緑	白+緑	
ストッキング	S	JP-P46335SR	4987350660732	黄	黄	
	M	JP-P46337MR	4987350660770	白	白	
	L	JP-P46388LR	4987350660817	青	青	
	XL	JP-P46390XLR	4987350665034	緑	緑	



採寸表

	共 通	ハイソックス(レギュラーサイズ)	ハイソックス(ショートサイズ)	ストッキング
サイズ	ふくらはぎ周囲長(C)	【参考】膝下の長さ(A2)	【参考】膝下の長さ(A2)	脚の長さ(A1)
S	23-30	43cm以下	39cm以下	64-80
M	30-38			
L	38-46			
XL	46-53			



一般的名称:弾性ストッキング 販売名:コンプリネットプロ 医療機器届出番号:13B2X00162000002



電子添文検索用GS1コード (01)34987350660733

ご使用に際しては、電子添文をご確認の上、正しくご使用ください。