

「らくらく点眼」・「らくらく点眼Ⅲ」適合表

2024年3月現在 自社調べ

(製造販売元が適合を保証するものではありません。)

	商品名	会社名	らくらく点眼	らくらく点眼Ⅲ
1	アイファガン点眼液0.1%	千寿製薬	○	○
2	アイラミド配合懸濁性点眼液	千寿製薬	○	○
3	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティスファーマ	○	○
4	アレジオン点眼液0.05%	参天製薬	○	○
5	アレジオンLX点眼液0.1%	参天製薬	○	○
6	エイゾプト懸濁性点眼液1%	ノバルティスファーマ	○	○
7	エイベリス点眼液0.002%	参天製薬	○	○
8	オフサロン点眼液	わかもと製薬	○	○
9	オフロキサシン点眼液0.3%	東亜薬品	○	○※1
10	カタリン点眼用0.005%	千寿製薬	○	○※2
11	カタリンK点眼用0.005%	千寿製薬	○	○※2
12	ガチフロ点眼液0.3%	千寿製薬	○	○
13	カルテオロール塩酸塩点眼液1%/2%	わかもと製薬	○	○
14	カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%/2%	わかもと製薬	○	○
15	キサラタン点眼液0.005%	ヴィアトリス製薬	○	○
16	グラアルファ配合点眼液	興和	○	○※1
17	グラナテック点眼液0.4%	興和	○	○※1
18	クラビット点眼液0.5%/1.5%	参天製薬	○	○
19	コソプト配合点眼液	参天製薬	○	○
20	ザジテン点眼液0.05%	ノバルティスファーマ	○	○
21	ザラカム配合点眼液	ヴィアトリス製薬	○	○
22	サンコバ点眼液0.02%	参天製薬	○	○
23	サンドールP点眼液	ロートニッテン	○	○※1
24	サンピロ点眼液0.5%/1%/2%/3%/4%	参天製薬	○	○
25	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	参天製薬	○	○
26	シアノコバラミン点眼液0.02%	東亜薬品	○	○※1
27	シアノコバラミン点眼液0.02%	千寿製薬	○	○※1
28	ジクアス点眼液3%	参天製薬	○	○
29	ジクアスLX点眼液3%	参天製薬	○	○
30	ジクロフェナクNa点眼液0.1%	ロートニッテン	○	○※1
31	ソフトサンティア	参天製薬	○	○
32	タブコム配合点眼液	参天製薬	○	○
33	タブロス点眼液0.0015%	参天製薬	○	○
34	タリビッド点眼液0.3%	参天製薬	○	○
35	チモプトール点眼液0.25%/0.5%	参天製薬	○	○
36	チモプトールXE点眼液0.25%/0.5%	参天製薬	○	○
37	デタントール0.01%点眼液	参天製薬	○	○
38	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティスファーマ	○	○
39	トブラシン点眼液0.3%	日東メディック	○	○※1
40	トラチモ配合点眼液	東亜薬品	○	○※1
41	トラパタンズ点眼液0.004%	ノバルティスファーマ	○	○
42	トラボプロスト点眼液0.004%	東亜薬品	○	○※1
43	トラメラス点眼液0.5%	ロートニッテン	○	○※1

○：適合

※1：取り付けられますが、キャップを締めた状態で点眼瓶の保管ができません。

(キャップをはずしたり締めたりする際は、本体から点眼瓶を取り出してください。)

※2：点眼瓶が大きいため、そのままでは取り付けられません。

(点眼瓶を取り付ける際にスライドを取り外してください。)

	商品名	会社名	らくらく点眼	らくらく点眼Ⅲ
44	トルソプト点眼液0.5%/1%	参天製薬	○	○
45	ドルモロール配合点眼液	千寿製薬	○	○※1
46	ドルモロール配合点眼液	東亜薬品	○	○※1
47	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬	○	○
48	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ノバルティスファーマ	○	○
49	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	興和	○	○※1
50	パタノール点眼液0.1%	ノバルティスファーマ	○	○
51	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%	千寿製薬	○	○
52	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%	千寿製薬	○	○※1
53	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%/0.3%	東亜薬品	○	○※1
54	ヒアレイン点眼液0.1%/0.3%	参天製薬	○	○
55	ピマトプロスト点眼液0.03%	参天製薬	○	○
56	ピレノキシム懸濁性点眼液 0.005%	参天製薬	○	○
57	プラノプロフェン点眼液0.1%	参天製薬	○	○
58	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	日東メディック	○	○※1
59	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	わかもと製薬	○	○※1
60	プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%	千寿製薬	○	○※2
61	フルオロメトロン点眼液0.02%/0.05%/0.1%	千寿製薬	○	○
62	フルメトロン点眼液0.02%/0.1%	参天製薬	○	○
63	プロナック点眼液0.1%	千寿製薬	○	○
64	ベガモックス点眼液0.5%	ノバルティスファーマ	○	○
65	ベストロン点眼液0.5%	千寿製薬	○	○
66	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	ロートニッテン	○	○※1
67	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬	○	○
68	ミケラン点眼液1%/2%	大塚製薬	○	○
69	ミケランLA点眼液1%/2%	大塚製薬	○	○
70	ミケルナ配合点眼液	大塚製薬	○	○※1
71	モキシフロキサシン点眼液0.5%	ロートニッテン	○	○※1
72	モキシフロキサシン点眼液0.5%	東亜薬品	○	○※1
73	ラタチモ配合点眼液	千寿製薬	○	○
74	ラタノプロスト点眼液0.005%	参天製薬	○	○
75	ラタノプロスト点眼液0.005%	千寿製薬	○	○
76	ラタノプロスト点眼液0.005%	日東メディック	○	○※1
77	リザベン点眼液0.5%	キッセイ薬品工業	○	○※1
78	リボスチン点眼液0.025%	参天製薬	○	○
79	リンデロン点眼液0.01%	シオノギファーマ	○	○
80	点眼・点鼻用リンデロンA液	シオノギファーマ	○	○
81	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	シオノギファーマ	○	○
82	ルミガン点眼液0.03%	千寿製薬	○	○
83	レスキュラ点眼液0.12%	日東メディック	○	○
84	レボカバステイン塩酸塩点眼液0.025%	わかもと製薬	○	○※1
85	レボフロキサシン点眼液0.5%	ロートニッテン	○	○※1
86	ロメフロン点眼液0.3%	千寿製薬	○	○

○：適合

※1：取り付けられますが、キャップを締めた状態で点眼瓶の保管ができません。

(キャップをはずしたり締めたりする際は、本体から点眼瓶を取り出してください。)

※2：点眼瓶が大きいため、そのままでは取り付けられません。

(点眼瓶を取り付ける際にスライドを取り外してください。)

●一般用（市販）点眼液、および一部の処方せん点眼液に使用できない可能性があります。

●点眼液の製造販売元が点眼瓶の仕様を変更する場合があります。